




Matériel : Ecouvillon double spécifique (à demander au laboratoire)



Technique de prélèvement

- Essayez tout excès de sécrétion ou d'écoulement autour de la zone vaginale ou éliminez-les.




Introduisez délicatement les deux écouvillons comportant une marque dans le vagin de la patiente.

Prélevez les sécrétions de la muqueuse au niveau du **tiers inférieur du vagin**

Tournez les écouvillons trois fois pour garantir un échantillon uniforme

En utilisant les mêmes deux écouvillons marqués, insérer ceux-ci délicatement environ jusqu'à **2,5 cm au-delà du sphincter anal, et les tourner doucement** pour faire un prélèvement au niveau des cryptes de Morgagni.



Placez les deux écouvillons comportant une marque dans le récipient de transport

Étiquetez le récipient.

Envoyer rapidement le prélèvement au laboratoire