




- Utiliser un écouvillon spécifique avec ou sans milieu de transport (UTM, virocult, M4RT) (ce matériel est à disposition au laboratoire).



- Choisir la narine qui présente le plus de sécrétions.
- Relever la pointe du nez.
- Introduire l'écouvillon perpendiculairement au visage.
- Pousser délicatement jusqu'à la butée.
- Mouvement doux de rotation de l'écouvillon.
- Retirer.
- Casser l'écouvillon dans le tube contenant le milieu de transport.
- Etiqueter le prélèvement et l'envoyer au laboratoire.

