






Guide de prélèvement rectal

Recommandations : Se laver les mains avant de réaliser l'auto-prélèvement.



Tenez l'écouvillon comme le montre la photo ci-dessous en plaçant le pouce et l'index au milieu de la tige. Si l'écouvillon tombe demandez un nouvel écouvillon.



Introduisez doucement l'écouvillon environ 1cm au-delà du sphincter et tournez doucement




Exemples d'écouvillons rectaux **acceptables**




Exemples d'écouvillons rectaux **non acceptables**

Pendant que vous tenez l'écouvillon, dévissez le bouchon du tube et placez immédiatement l'écouvillon dans le tube. Cassez précautionneusement la tige en la pressant contre le bord du tube comme le montre la photo ci-dessous.






Revissez le bouchon sur le tube et secouez doucement sans faire mousser. Transmettez-le au personnel soignant. L'échantillon doit être transporté entre 2°C et 30°C.



Guide de prélèvement buccal

Recommandations : Se laver les mains avant de réaliser l'auto-prélèvement.


Tenez l'écouvillon comme le montre la photo ci-dessous en plaçant le pouce et l'index au milieu de la tige. Si l'écouvillon tombe demandez un nouvel écouvillon.



Ouvrir en grand la bouche. Positionnez la langue vers le bas de la bouche. Tamponnez les zones du pharynx (amygdales, luette, piliers du palais)



Pendant que vous tenez l'écouvillon, dévissez le bouchon du tube et placez immédiatement l'écouvillon dans le tube. Cassez précautionneusement la tige en la pressant contre le bord du tube comme le montre la photo ci-dessous.



Revissez le bouchon sur le tube et secouez doucement sans faire mousser. Transmettez-le au personnel soignant. L'échantillon doit être transporté entre 2°C et 30°C.

